

# Zeolite MED® Istruzioni per l'uso esterno

## ZEOLITE MED® – CIPRIA PER LA PELLE PER L'APPLICAZIONE LOCALE SULLA PELLE ACCELERAZIONE ANTIEMORRAGICA, AIUTA LA GUARIGIONE

La cipria per la pelle Zeolite MED® come dispositivo medico non invasivo è un regolatore bio naturale per l'utilizzo esterno sulla pelle.

Il dispositivo medico Zeolite MED® è costituito al 100% dal minerale naturale Clinoptilolite-Zeolite. Si tratta di una roccia cristallina microporosa di origine vulcanica.

Grazie alla sua immensa superficie interna e alle sue straordinarie proprietà di scambio ionico selettivo e di assorbimento, Zeolite MED® è in grado, se necessario, di legare essudati, inquinanti, metalli pesanti come mercurio, piombo e cadmio, radionuclidi, istamina e ammonio, all'interno della sua struttura microporosa.

Grazie a queste proprietà, la cipria per la pelle Zeolite MED® è in grado, se p.es. applicata su una ferita sulla pelle come uno scudo di protezione, di accelerare l'azione antiemorragica, diminuire l'eventuale entrata di microrganismi e coadiuvare così la guarigione della ferita.

### UTILIZZO COME CIPRIA DA FERITA, CORPO E PIEDI

- per la detossificazione in caso di pelle danneggiata, soprattutto per escoriazioni, leggere ustioni, punture d'insetti, irritazioni cutanee
- per accelerare l'azione antiemorragica
- per un effetto antinfiammatorio e per accelerare la guarigione della ferita

### QUANDO SI SCONSIGLIA L'USO DELLA CIPRIA PER LA PELLE ZEOLITE MED®?

La cipria per la pelle non deve essere utilizzata in caso di ferite profonde che tagliano il derma, che non si possono curare soltanto tramite la cicatrizzazione secondaria. In caso di ferite aperte e profonde è sempre indicata una cura medica. In caso di dubbio si raccomanda la consultazione di un medico prima di procedere all'utilizzo.

### DOSAGGIO E DURATA

Se non prescritto diversamente dal vostro terapeuta potete, secondo necessità, spargere la cipria per la pelle Zeolite MED® come cipria da ferita, corpo e piedi sulla parte del corpo interessata più volte al giorno, e se necessario, coprire la ferita con del materiale da pronto soccorso sterile.

### INTERAZIONE CON ALTRI MEDICINALI

Dopo l'utilizzo di unguenti, creme ecc. con effetto farmacologico si consiglia di rispettare un intervallo di tempo di almeno 2 ore.

### AVVERTENZE E MISURE PRECAUZIONALI

Il dispositivo medico non è una sostituzione di un antiallergico e non può sostituire, nel caso di ferite profonde aperte, un'assistenza medica!

In caso di dubbio si raccomanda la consultazione di un medico prima dell'utilizzo.

Il dispositivo medico non deve essere inalato (ispirato) e utilizzato sull'occhio. In caso di contatto con gli occhi, sciacquate abbondantemente con acqua.

Interrompete l'utilizzo se notate un effetto anormale.

### CONSERVAZIONE E UTILIZZO

Conservate il prodotto fuori portata di bambini sotto i 6 anni. Chiudete sempre la confezione dopo l'uso. Conservate il prodotto in un luogo asciutto a temperatura ambiente.

La data di scadenza è riportata sul fondo della confezione. Non utilizzate il prodotto dopo la data di scadenza.

### ULTERIORI MODALITÀ D'USO

- Come impacco, mescolare con acqua fino a ottenere una consistenza papposa, applicare sulla parte interessata, coprire con delle compresse e lasciar agire p.es. durante la notte.
- Per la cura della pelle, prendere un pizzico di cipria per la pelle Zeolite MED® nel palmo della mano, mescolare con una crema per la pelle e applicare come di consueto.
- Come maschera, mescolare 1 cucchiaino di cipria per la pelle con un po' d'acqua, applicare uno strato fine, quindi sciacquare dopo 10 o 15 minuti.

### INGREDIENTI

Clinoptilolite-Zeolite

### INDICAZIONI PER LO SMALTIMENTO

Il contenuto e la confezione possono essere eliminati con i rifiuti domestici.

### PRODUTTORE DI DISPOSITIVI MEDICI

ZeoBent Handels GmbH

Weißßen 2

D-07407 Uhlstädt-Kirchhasel

Germania

Téléfono +49 (0) 36742 673937

E-Mail: [info@zeolith-bentonit-versand.de](mailto:info@zeolith-bentonit-versand.de)

Internet: [www.zeolith-bentonit-versand.de](http://www.zeolith-bentonit-versand.de)

<https://www.zeolith-bentonit-versand.it/zeolite.html>



Aggiornato: 04/2018